



FlexStar™ 球囊导引导管

灵动封堵 安全畅行



顺应性球囊


球囊可实现快速回缩
BGC球囊充盈至标称直径后，
回缩时间仅为2s

大内腔，小外径

提供多种手术方案，适配更多器械
HBGC-085可顺利通过TracLine 065

优异的输送性和支撑性

近端强支撑，输送更顺畅



球囊顺应性表

不同充盈量(ml)	0.4	0.6	0.8
球囊直径(mm)	8	9	10

FlexStar™产品推荐型号规格

型号规格	内径	外径	有效长度	总长度	扩张器有效长度	扩张器内径	扩张器外径	球囊直径
HBGC-085-80	0.085 inch	8F	80cm	89cm	115cm	0.043 inch	5.6F	10mm
HBGC-085-95	0.085 inch	8F	95cm	104cm	115cm	0.043 inch	5.6F	10mm

国械注准:20223030054

