

Bonpass™ 产品推荐型号/规格



可兼容的导引导丝直径(英寸):0.014    导管有效长度(mm):137    标称压力(atm):4    额定爆破压力(atm):10

| 球囊标称直径<br>(mm) | 9               | 12              | 15              | 20              |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1.5            | NBSD-1.5×09-14  | NBSD-1.5×12-14  | NBSD-1.5×15-14  | NBSD-1.5×20-14  |
| 2.0            | NBSD-2.0×09-14  | NBSD-2.0×12-14  | NBSD-2.0×15-14  | NBSD-2.0×20-14  |
| 2.25           | NBSD-2.25×09-14 | NBSD-2.25×12-14 | NBSD-2.25×15-14 | NBSD-2.25×20-14 |
| 2.5            | NBSD-2.5×09-14  | NBSD-2.5×12-14  | NBSD-2.5×15-14  | NBSD-2.5×20-14  |
| 2.75           | NBSD-2.75×09-14 | NBSD-2.75×12-14 | NBSD-2.75×15-14 | NBSD-2.75×20-14 |
| 3.0            | NBSD-3.0×09-14  | NBSD-3.0×12-14  | NBSD-3.0×15-14  | NBSD-3.0×20-14  |
| 3.25           | NBSD-3.25×09-14 | NBSD-3.25×12-14 | NBSD-3.25×15-14 | NBSD-3.25×20-14 |
| 3.5            | NBSD-3.5×09-14  | NBSD-3.5×12-14  | NBSD-3.5×15-14  | NBSD-3.5×20-14  |
| 3.75           | NBSD-3.75×09-14 | NBSD-3.75×12-14 | NBSD-3.75×15-14 | NBSD-3.75×20-14 |
| 4.0            | NBSD-4.0×09-14  | NBSD-4.0×12-14  | NBSD-4.0×15-14  | NBSD-4.0×20-14  |


国械注准: 20223031731

质 享 / 智 创 / 致 新

Excellent Quality - Intelligent Creation - Brilliant Innovation




扫描二维码  
关注[禾木中国]公众号  
了解更多相关信息



Bonpass™  
颅内球囊扩张导管  
低压同轴(OTW型)

# Bonpass™ 颅内球囊扩张导管 低压同轴(OTW型)

无惧高远 质享通达



铂金marker显影佳

型号齐全

- 160个规格 •
- 兼容 014"/016" 系统 •

- 球囊壁薄、软 •
- 通过外廓小 •
- 回抱能力好 •
- 亲水涂层优秀 •


通过性好

## · 低压设计:更高的安全性

同样的扩张直径, 更低(↓40-50%)的充盈压力;  
压力梯度减少——更短手术时间、更低手术风险;

## · 同轴设计:稳定到位

通过性更好、夹层等风险减少



## · 输送方式

OTW球囊支撑性和推送性佳, 通过迂曲血管的性能更佳