

FocuStar™ 产品型号 / 规格

序号	规格型号	球囊标称直径 (mm)	球囊有效长度 (mm)	标称压力 (atm)	额定爆破压力 (atm)
1	NBLN-1.5×09	1.5	9	4	10
2	NBLN-2.0×09	2.0	9	4	10
3	NBLN-2.25×09	2.25	9	4	10
4	NBLN-2.5×09	2.5	9	4	10
5	NBLN-2.75×09	2.75	9	4	10
6	NBLN-3.0×09	3.0	9	4	10
7	NBLN-3.5×09	3.5	9	4	10
8	NBLN-4.0×09	4.0	9	4	10
9	NBLN-1.5×12	1.5	12	4	10
10	NBLN-2.0×12	2.0	12	4	10
11	NBLN-2.25×12	2.25	12	4	10
12	NBLN-2.5×12	2.5	12	4	10
13	NBLN-2.75×12	2.75	12	4	10
14	NBLN-3.0×12	3.0	12	4	10
15	NBLN-3.5×12	3.5	12	4	10
16	NBLN-4.0×12	4.0	12	4	10
17	NBLN-1.5×15	1.5	15	4	10
18	NBLN-2.0×15	2.0	15	4	10
19	NBLN-2.25×15	2.25	15	4	10
20	NBLN-2.5×15	2.5	15	4	10
21	NBLN-2.75×15	2.75	15	4	10
22	NBLN-3.0×15	3.0	15	4	10
23	NBLN-3.5×15	3.5	15	4	10
24	NBLN-4.0×15	4.0	15	4	10
25	NBLN-1.5×20	1.5	20	4	10
26	NBLN-2.0×20	2.0	20	4	10
27	NBLN-2.25×20	2.25	20	4	10
28	NBLN-2.5×20	2.5	20	4	10
29	NBLN-2.75×20	2.75	20	4	10
30	NBLN-3.0×20	3.0	20	4	10
31	NBLN-3.5×20	3.5	20	4	10
32	NBLN-4.0×20	4.0	20	4	10

国械注准:20203030966

质 享 / 智 创 / 致 新

Excellent Quality- Intelligent Creation - Brilliant Innovation

禾木(中国)生物工程有限公司
网址: www.hemochina.com E-mail: info@hemochina.com

2023 HEMO CHINA. All rights reserved. NPDATA-202305-B1-V4.11



扫描二维码
关注[禾木中国]公众号
了解更多相关信息



FocuStar™
全新一代神经血管
低压快交球囊 (Rx型)



低压设计——更高的安全性

专为适应颅内迂曲血管设计, 全新低压标准;
专利的优化球囊材质, 球囊壁厚度降低20%

顺应性卡

标称压力 (NP) 额定爆破压力 (RBP)

球囊直径 (mm)	扩张压力 (atm)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.5	1.27	1.39	1.44	1.50	1.54	1.6	1.66	1.72	1.79	1.85	1.92	2.00
2.0	1.74	1.86	1.93	2.00	2.07	2.13	2.19	2.24	2.29	2.34	2.39	2.45
2.25	1.91	2.05	2.16	2.25	2.35	2.42	2.48	2.54	2.59	2.64	2.69	2.75
2.5	2.19	2.31	2.41	2.50	2.56	2.62	2.66	2.70	2.73	2.87	2.89	2.92
2.75	2.34	2.50	2.62	2.75	2.81	2.88	2.93	2.98	3.03	3.07	3.11	3.15
3.0	2.61	2.75	2.88	3.00	3.07	3.14	3.2	3.25	3.3	3.35	3.39	3.44
3.5	3.07	3.23	3.35	3.50	3.55	3.62	3.68	3.73	3.78	3.84	3.89	3.94
4.0	3.47	3.68	3.85	4.00	4.1	4.19	4.26	4.32	4.38	4.44	4.54	4.58

同样的扩张直径, **更低**的充盈压力

快交设计——快速 便捷

快速交换球囊设计, 无需长导丝交换, 助力快速完成手术;
连续20次充盈, 球囊外径无明显变化

球囊壁薄、软:通过性好

亲水涂层优秀:通过性好

回抱能力好

通过轮廓小

